



www.lillycover.com

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng quét mã QR này với điện thoại thông minh Sự kết hợp của ý nghĩa mơ hồ, ngôn ngữ hoa của Lily hoặc tên của một người phụ nữ, và sự phục hồi. Chia sẻ sự tinh khiết và tình yêu nhất quán với mọi người.

US Office

#3003 N. 1ST ST. #249, SAN JOSE, CA 95134

[Tel] 408 673 7540

[Mail] sunhee@lillycover.com

Korea Office

CREATIVE FACTORY 4F, #41260, 471, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu, Korea

[Tel] +82 53 756 1140

[Mail] info@lillycover.com

Search LILLYCOVER on SNS!




Làm thế nào để sử dụng LILLYCOVER ?



1. Kết nối thiết bị




2. Đo lường chính xác theo mô tả



3. Nhấn vào nút IMP trên thiết bị LILLYCOVER



4. Đặt cảm biến IMP lên má.



5. Bắt đầu phân tích da



6. Cuối cùng, xem kết quả

Enjoy the analysis caring your skin!

Ứng dụng

Vẻ đẹp của bạn và sự tự tin của bạn từ giải pháp chăm sóc da được chuẩn đoán.

Hãy tự mình làm




iOS APP




Android APP




Phân tích da




Lịch sử da




Mát-xa plasma



Cân bằng nước



Chăm sóc tia UV




Dưỡng ẩm



LILLYCOVER




Chức năng



Camera phân tích

- Quan sát phóng đại tối đa 60X
- Đo lượng dầu, lỗ chân lông, sưng tấy, nếp nhăn, đen sạm và độ nhạy cảm



Thiết bị di động và nhỏ gọn

- Mang theo thiết bị bất cứ khi nào



Phân tích da

- Xác định 40 loại da bằng thuật toán riêng của LILLYCOVER
- Đề xuất giải pháp chăm sóc cho từng loại da.



Cảm biến môi trường

- Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, chỉ số UV dựa trên vị trí trong thời gian thực tế.
- Thông báo thông tin về môi trường xung quanh để chăm sóc da



Điều trị bằng Plasma

- Tăng cường hấp thụ da
- Tăng cường phục hồi và khử trùng da.




Đã kết nối với ứng dụng

- Đề xuất nhiệm vụ hàng ngày để thúc đẩy chăm sóc da
- Kiểm tra lịch sử phân tích da
- Khuyến cáo các mỹ phẩm phù hợp cho từng loại da

Mát-xa plasma


Plasma có thể xuyên thấu qua da nhưng không gây kích ứng. Bạn có thể kích hoạt collagen, elastin bằng cách đặt thiết bị lên da và mát-xa. Để kiểm tra được mức độ khỏe mạnh của da, có thể sử dụng 3 mức độ



Tái tạo da




Giúp làm tăng tỉ lệ thẩm thấu của mỹ phẩm lên đến 120 lần




Thông qua plasma có thể thúc đẩy các biểu bì tái tạo tế bào.

Làm dịu da



Thuốc có thể làm giảm viêm da dị ứng và khử trùng vi khuẩn mụn trứng cá.



Cải thiện khả năng dưỡng ẩm và làm dịu da chết

Everyday I'm translating your SKIN